

# NuSmile® NeoMTA® Products QUICK START GUIDE


## Mixing and Placement for Pulpotomy - Two part system, Powder and Gel

### 1 level scoop of powder

Small scoop - 1 anterior tooth  
Large scoop - 1 posterior tooth



### Dispense drop of gel



### Medium flex spatula

pull half of the drop into the powder




Always mix the gel into the powder, not the powder into the gel.

### Integrate thoroughly

gradually add more gel for desired consistency

#### IMPORTANT STEP



If too dry, dispense another drop of gel, gradually add enough gel for desired consistency. If too wet, add more powder.

### Optimum mixture

putty (similar to ZOE)



If not using immediately, cover with dappen dish or damp cotton gauze to delay setting.

### Gently place NeoMTA

over pulp stumps with suitable instrument



### Spread NeoMTA

to completely cover pulp chamber floor to >1.5 mm thickness



Use slightly moist cotton pellet, burnisher or other suitable instrument.

### Complete the restoration immediately



NeoMTA is immediately washout resistant when placed. You can restore directly over NeoMTA with any suitable material (you DON'T need to wait for the NeoMTA to set).

Alternatively, you may use BioCem, glass ionomer, composite, RMGI, ZOE or other suitable material to secure the NeoMTA prior to final tooth restoration.

SPANISH	PORTUGUESE	FRENCH	GERMAN	ITALIAN	DUTCH
1. 1 cucharada de polvo al ras. Cuchara pequeña: 1 diente anterior, cuchara grande: 1 diente posterior.	1. 1 colher de nível de pó. Colher pequena - 1 dente anterior, Colher grande - 1 dente posterior.	1. 1 mesure de poudre. Petite cuillère - 1 dent antérieure. Grande cuillère - 1 dent postérieure.	1. 1 Messlöffel Pulver, Kleiner Löffel - 1 Frontzahn, Großer Löffel - 1 Seitenzahn.	1. 1 misurino di polvere. Misurino piccolo - 1 dente anteriore. Misurino grande - 1 dente posteriore.	1. 1 afgestreken schep poeder. Kleine schep - 1 voorste tand. Grote schep - 1 achterste tand.
2. Vierta 1 gota de gel.	2. Aplique gota de gel.	2. Dispenser une goutte de gel.	2. Geben Sie einen Tropfen Gel ab.	2. Erogare una goccia di gel.	2. Voeg een druppel gel toe.
3. Usando una espátula semiflexible, agregue la mitad de la gota al polvo.	3. Espátula flexível média. Puxe metade da gota para dentro do pó.	3. Spatule flexible moyenne. Mettez la moitié de la goutte dans la poudre.	3. Spatel mit mittlerem Flex. Ziehen Sie die Hälfte des Tropfens in das Pulver.	3. Spatola flessibile media. Mettere metà della goccia nella polvere.	3. Middelgrote flexibele spatel. Trek de helft van de druppel in het poeder.
4. Mezcle por completo agregandomàs gel de a poco hasta lograr la consistencia deseada. Paso importante. Si la mezcla está demasiado seca, vierta otra gota de gel y vaya agregándola de forma gradual hasta lograr la consistencia deseada. Si la mezcla está demasiado húmeda, agregue más polvo.	4. Integrar completamente gradualmente adicionando mais gel para obter a consistência desejada. Importante Passo: se estiver muito seco, aplique outra gota de gel, adicione gradualmente gel suficiente para obter a consistência desejada. Se ficar muito húmido, adicione mais pó.	4. Incorporez minutieusement, graduellement en ajoutant plus de gel pour obtenir la consistance désirée. Etape importante si c'est trop sec, dispensez une autre goutte de gel, ajoutez graduellement suffisamment de gel pour obtenir la consistance désirée. Si c'est trop humide, ajoutez plus de poudre.	4. Für die gewünschte Konsistenz arbeiten Sie gründlich ein und fügen Sie allmählich mehr Gel hinzu. Wichtiger Schritt, wenn es zu trocken ist, geben Sie einen weiteren Tropfen Gel ab und fügen Sie allmählich genug Gel für die gewünschte Konsistenz hinzu. Wenn es zu nass ist, fügen Sie mehr Pulver hinzu.	4. Mescolare gradualmente aggiungendo altro gel per raggiungere la consistenza desiderata. Se il composto risulta troppo asciutto, è fondamentale erogare un'altra goccia di gel e aggiungere gradualmente il gel necessario per raggiungere la consistenza desiderata. Se invece risulta troppo liquido, aggiungere altra polvere.	4. Meng grondig en voeg geleidelijk meer gel toe voor de gewenste consistentie. Belangrijke stap. Indien te droog, voeg nog een druppel gel toe. Voeg geleidelijk genoeg gel toe voor de gewenste consistentie. Indien te nat, voeg dan meer poeder toe.
5. El punto óptimo de la masilla resultante de la mezcla es similar al del óxido de zinc y eugenol (ZOE).	5. Máscara de mistura ideal semelhante ao ZOE.	5. Mastic de mélange optimal similaire au ZOE.	5. Optimaler Zinkoxidkitt ähnlich wie Minkoxid-Eugenol (ZOE).	5. Lo stucco miscelato ottimale è simile allo ZOE.	5. Optimaal plamuurmengsel vergelijkbaar met ZOE.
6. Coloque con cuidado el NeoMTA sobre los muñones pulpares con un instrumento adecuado.	6. Coloque suavemente o NeoMTA sobre cotos de polpa com um instrumento adequado.	6. Placer délicatement NeoMTA sur les souches de pulpe avec un instrument approprié.	6. Legen Sie NeoMTA vorsichtig mit einem geeigneten Instrument über die Zahnpulpastümpfe.	6. Posizionare delicatamente il NeoMTA sulle radici dentali con uno strumento adatto.	6. Plaats NeoMTA voorzichtig over pulpstompen met een geschikt instrument.
7. Distribuya el NeoMTA habiéndolo por completo el piso de la cámara pulpar hasta un espesor de > 1,5 mm. (Utilice una bolita de algodón) levemente humedecida; un bñificador o algún otro elemento adecuado.	7. Espalhe o NeoMTA para cobrir completamente o piso da câmara de polpa até > 1,5 mm de espessura. (Use pellet de algodão ligeiramente húmido, queimador ou outro instrumento adequado).	7. Étalez NeoMTA pour couvrir complètement le plancher de la chambre pulpaire à une épaisseur > 1,5 mm. (Utiliser des granules de coton légèrement humides, du brunissoir ou d'autres instruments appropriés)	7. Verteilen Sie NeoMTA, um den Zellstoffkammerboden vollständig mit einer Dichte von > 1,5 mm zu bedecken. (Verwenden Sie ein leicht feuchtes Wattepellet, einen Polierer oder ein anderes geeignetes Instrument)	7. Distribuire il NeoMTA in modo da coprire completamente il pavimento della camera pulpare con uno spessore di > 1,5 mm (usare un pellet di cotone leggermente inumidito, un brunitoio o un altro strumento adatto).	7. Smeer NeoMTA uit om de pulpkameruimte volledig te bedekken tot een > 1,5 mm dikte. (Gebruik een licht bevochtigde wattenprop, polijster of ander geschikt instrument.)
8. Termine de inmediato la restauración. (Si no piensa usarla en ese momento, cubra la zona con un vaso Dappen o una gaza de algodón humedecida para demorar el fraguado)	8. Completar a restauração imediatamente. (Se não utilizar imediatamente, cobrir com um copo Dappen ou gaze de algodão húmida para retardar a secagem)	8. Terminer la restauration immédiatement. (Si vous ne l'utilisez pas immédiatement, couvrir d'un plat Dappen ou d'une compresse de coton humide pour retarder le séchage)	8. Schließen Sie die Restauration sofort ab. (Wenn Sie es nicht sofort verwenden, bedecken Sie es mit einem Dappenglas oder einer feuchten Baumwollgaze, um das Erstarren zu verzögern)	8. Completare immediatamente la ricostruzione (se non lo si utilizza immediatamente e si desidera ritardare l'applicazione, coprire con un dappen o una garza di cotone inumidita).	8. Voltooi de restauratie onmiddellijk (Indien niet onmiddellijk gebruikt, bedek met een schaalijie of vochtig katoenen gaasje om de verharding te vertragen.)
9. No bien colocado, el NeoMTA se vuelve resistente al lavado. Puede hacer la restauración directamente sobre el NeoMTA usando cualquier material que sea apropiado. (No es necesario esperar a que el NeoMTA fragüe. Además, puede usar BioCem, ionómero de vidrio, resinas compuestas, ionómeros de vidrio modificados con resinas (RMGI), ZOE o cualquier otro material adecuado para fijar el NeoMTA antes de la restauración dental definitiva.	9. Não foi bem colocado, o NeoMTA se torna resistente à lavagem quando colocado. Você pode restaurar diretamente sobre o NeoMTA com qualquer material adequado (Você NÃO precisa esperar ao NeoMTA se ajustar). Alternativamente, você pode usar BioCem, ionômero de vidro, composto, RMGI, ZOE ou outro material adequado a fim de fixar o NeoMTA antes da restauração final do dente.	9. NeoMTA est immédiatement résistant au lavage lorsqu'il est placé. Vous pouvez restaurer directement sur NeoMTA avec tout matériau approprié (Vous n'avez PAS besoin d'attendre que le NeoMTA sèche). Alternativement, vous pouvez utiliser Biocem, verre ionomère, composite, RMGI, ZOE ou autres matériaux appropriés pour NeoMTA avant la restauration finale de la dent.	9. NeoMTA ist beim Einbringen sofort auswaschbeständig. Sie können mit jedem geeigneten Material direkt über NeoMTA restaurieren (Sie müssen NICHT warten, bis das NeoMTA erstarrt ist). Alternativ können Sie BioCem, Glasionomer, Komposit, RMGI, ZOE oder ein anderes geeignetes Material verwenden, um das NeoMTA vor der endgültigen Zahnrestauration zu sichern.	9. Il NeoMTA, una volta posizionato, è da subito resistente al lavaggio. È possibile ripristinare direttamente il NeoMTA con qualsiasi materiale idoneo (NON è necessario attendere l'applicazione del NeoMTA). In alternativa, per fissare il NeoMTA prima della ricostruzione finale del dente, è possibile utilizzare del BioCem, del vetroionomero, del composito, dell'RMGI, dello ZOE o un altro materiale adatto.	9. NeoMTA is onmiddellijk bestand tegen uitwassen wanneer het wordt geplaatst. U kunt direct over NeoMTA restaureren met elk geschikt materiaal (U hoeft niet te wachten tot de NeoMTA is verhard). Als alternatief kunt u ook BioCem, glas-ionoer, composit, RMGI, ZOE of ander geschikt materiaal gebruiken om de NeoMTA te bevestigen, voorafgaand aan de definitieve tandrestauratie.